

# Manual EndomeTRIO

## Una visión completa de la salud endometrial

# Índice

## **ERA – Endometrial Receptivity Analysis - 4**

- Antecedentes - 5
- Indicaciones para ERA - 6
- Metodología -7
- Interpretación de los resultados - 9
- Ejemplo informe ERA- 11
- Reproducibilidad de los resultados - 12
- Árbol de decisiones ERA- 13
- Referencias - 14

## **EMMA – Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis - 17**

- Antecedentes - 18
- Indicaciones para EMMA - 19
- Metodología - 19
- Ejemplo informe EMMA- 20
- Beneficios del análisis molecular de la microbiota vs cultivo microbiano – 25
- Árbol de decisiones EMMA- 26
- Referencias – 27

## **ALICE – Analysis of Infectious Chronic Endometritis - 29**

- Antecedentes - 30
- Indicaciones para ALICE - 30
- Metodología - 31
- Ejemplo informe ALICE - 32
- Beneficios del análisis molecular de la microbiota vs histología, histeroscopia y cultivo microbiano – 34
- Árbol de decisiones ALICE- 35
- Referencias - 36

## **Biopsia endometrial- 37**

Requisitos para la toma de biopsia endometrial - 38

Día de la biopsia endometrial para ERA sólo o combinado con EMMA/ALICE – 39

Protocolo THS de rutina– 40

Ciclo natural: Protocolo de rutina- 42

Día de la biopsia endometrial para EMMA y/o ALICE (sin ERA)– 43

Día de la biopsia endometrial: Cuadro resumen– 44

Día de la biopsia endometrial: Protocolos no válidos- 45

Protocolo biopsia endometrial - 46

Logística – 48

## **Una visión completa de la salud endometrial– 49**

## **Lista de abreviaturas- 50**

# ERA<sup>®</sup>

## Endometrial Receptivity Analysis

# Antecedentes

**El factor endometrial es clave para que la implantación embrionaria ocurra con éxito. No solo es importante evaluar la presencia de malformaciones o anomalías en la cavidad uterina, sino que también es importante determinar el momento en el que el endometrio de una paciente adquiere un fenotipo receptivo, es decir, cuándo comienza su ventana de implantación.** Pacientes con fallo de implantación recurrente (RIF) podrían presentar un desplazamiento de esta ventana, provocando que la transferencia embrionaria se realice en un endometrio no receptivo (Ruiz-Alonso et al. Fertil Steril, 2013).

**La firma de expresión génica del endometrio permite evaluar la receptividad endometrial, identificando la ventana de implantación personalizada de cada paciente.** Este análisis se realiza con una herramienta diseñada, desarrollada y patentada en 2009 (PCT/ES2009/000386) por Igenomix, después de más de 10 años de investigación (Diaz-Gimeno et al. Fertil Steril, 2011-2013).

Identificar el momento del ciclo endometrial en que la ventana de implantación (WOI) está abierta en cada paciente nos permite personalizar la transferencia embrionaria (pET) acorde a este resultado.

**Las investigaciones de Igenomix han demostrado que la sincronización entre un embrión listo para implantar y un endometrio receptivo incrementa las probabilidades de éxito de las técnicas de reproducción asistida** (Ruiz-Alonso et al. Fertil Steril, 2013; Ruiz-Alonso et al. Hum Reprod, 2014; ClementeCiscar et al. Hum Reprod, 2018; Simon et al. Reprod BioMed Online, 2020).

Otros grupos externos también han publicado resultados similares en sus pacientes tras guiar la transferencia embrionaria según el resultado del ERA (Mahajan J Hum Reprod, 2015; Hashimoto et al. Reprod Med Biol, 2017; Findikli et al. Hum Reprod, 2018; Pasternak et al. Fertil Steril, 2018; Taguchi et al. Fertil Steril, 2018; Jia et al. Med Sci Monit, 2022).

**ERA (Análisis de la Receptividad Endometrial), determina el momento óptimo del ciclo endometrial en el que realizar la transferencia embrionaria..** De esta forma, el test ERA puede incrementar las probabilidades de conseguir un embarazo al sincronizar un embrión preparado para implantar con un endometrio receptivo

# Indicaciones para ERA

El test ERA está indicado para **pacientes con Fallo de Implantación Recurrente (RIF)**, ya que presentan un riesgo mayor de tener un desplazamiento de su ventana de implantación (Ruiz-Alonso et al. Fertil Steril, 2013). Por otro lado, también se ha explorado la aplicación de ERA en pacientes sin RIF (Simon et al. Reprod BioMed Online, 2020).

Nuestros estudios han demostrado que existen otras circunstancias en las que las pacientes tienen un mayor riesgo de tener una WOI desplazada. En estos casos, ERA podría ayudar a encontrar el momento óptimo para la transferencia embrionaria:

- Pacientes con **IMC > 30** (Comstock et al, 2017; Bellver et al, 2021)
- Pacientes con **atrofia endometrial** (grosor endometrial < 6 mm) (Valbuena et al, 2016)
- Pacientes con **adenomiosis** (Mahajan et al, 2018)
- Pacientes con **embarazos bioquímicos recurrentes** (Diaz-Gimeno et al, 2017)

# Metodología

Este test utiliza tecnología de **secuenciación masiva (NGS)** para analizar la **expresión génica de 248 genes relacionados con el estatus de receptividad endometrial**.

Los resultados del test se basan en el análisis de la expresión de estos 248 genes con un predictor informático diseñado y desarrollado por Igenomix. Tras secuenciar el material genético (RNA) de una biopsia endometrial, es posible evaluar si el endometrio de la paciente es Receptivo o No receptivo en un momento dado de su ciclo endometrial. **Este resultado irá acompañado de una recomendación para realizar la transferencia embrionaria personalizada en cada paciente según su perfil endometrial.** En algunos casos (10%), se podría necesitar validar la ventana de implantación personalizada realizando una segunda biopsia en el día especificado por el análisis del primer test ERA.

**Para que el resultado sea reproducible, el test ERA debe realizarse reproduciendo exactamente las mismas condiciones que tendrá el ciclo de la transferencia embrionaria** (tipo de ciclo, medicación, forma de administración...), **y siempre en ciclos naturales o terapias de reemplazo hormonal (THS).** Este test no puede realizarse en ciclos de estimulación ovárica.

**En algunos casos en los que se haya precisado más de una biopsia, nuestro equipo puede ponerse en contacto con usted para recabar información en relación a los ciclos de la paciente.** Esto es para entender si los protocolos se replicaron exactamente, ya que **la correlación de los resultados ayuda a nuestro equipo de diagnóstico a proporcionar una recomendación más personalizada**, por ejemplo, en el caso de una WOI estrecha. Si no confirmamos esta información y no tenemos en cuenta la correlación, es posible que estemos pasando por alto una observación especial que requiera una recomendación más personalizada para la transferencia, más allá de lo que proporciona nuestro algoritmo.

La primera biopsia endometrial deberá realizarse siempre tras 5 días completos de administración de progesterona (P+5) en un ciclo de THS (120 horas con administración de progesterona). En Ciclo Natural, la primera biopsia debe tomarse 7 días (168 horas) después del uso de hCG (hCG+7) o después del pico de LH (LH+7). También podría tomarse 6 días después de la ovulación confirmada por **ecografía** (aunque esta última opción no es la óptima, ya que es difícil asegurar la reproducibilidad de los resultados).

En el caso de transferir embriones en día 3, la biopsia deberá hacerse igualmente en P+5 o hCG+7, ya que el test ERA analiza el endometrio en el momento de la **implantación**. De esta manera, si se obtiene un resultado receptivo en P+5 se deberá transferir un blastocisto en P+5 o un embrión de día 3 dos días antes, es decir, en P+3.

# Interpretación de los resultados

**Receptivo:** El perfil de expresión génica es compatible con un endometrio receptivo. Se recomienda la transferencia de blastocisto(s) en las mismas condiciones en las que se realizó el test ERA.

**Receptivo tardío:** El perfil de expresión génica es compatible con un endometrio al final de la fase receptiva. Se recomienda adelantar la transferencia de blastocisto(s) 12 horas respecto al momento en el que se realizó el test ERA.

**Pre-receptivo:** El perfil de expresión génica es compatible con un endometrio que aún no ha alcanzado la fase receptiva. Esto podría deberse a un desplazamiento de la ventana de implantación. En algunos casos se podría recomendar una nueva biopsia para validar la ventana de implantación.

**Post-receptivo:** El perfil de expresión génica es compatible con un endometrio que ya ha superado la fase receptiva. Esto podría deberse a un desplazamiento de la ventana de implantación. Para su validación, se debe realizar una nueva biopsia endometrial en el día indicado.

**Proliferativo:** El perfil de expresión génica es compatible con un endometrio que no ha sido expuesto a progesterona o que no ha respondido a ella. Se recomienda contactar con Igenomix para evaluar el protocolo en el que se realizó la biopsia endometrial.

\* En aproximadamente el 3,3% de las muestras recibidas no se puede obtener un diagnóstico, esto se debe a la obtención de un perfil no informativo o a la baja cantidad/calidad del material genético obtenido.

\* Seguir las recomendaciones del informe ERA no garantiza la implantación. Los fallos de implantación pueden deberse a otros factores.

Seguimos estrictos criterios de calidad para garantizar que la integridad y la cantidad de ARN sean adecuadas, evitando posibles resultados artefactuales que podrían afectar negativamente el resultado clínico de sus pacientes.

**ARN no válido:** En el análisis transcriptómico (cualquiera que sea la técnica) se necesita una adecuada integridad del ARN para garantizar la fiabilidad del resultado. En los casos en los que el ARN esté muy degradado, el perfil de expresión génica obtenido no sería fiable. Esto ocurre en aproximadamente el 1,2% de las muestras recibidas. En estos casos es necesario evaluar una nueva biopsia endometrial (análisis sin cargo). Posibles causas: tamaño de muestra demasiado grande, contaminación y/o temperatura alta ( $\geq 35$  °C) durante el envío.

**ARN insuficiente:** Aunque con NGS la cantidad mínima de ARN necesaria para el análisis es muy baja, a veces una baja concentración puede conducir a un resultado inexacto. Nuestros estrictos sistemas de control nos permiten identificar la fiabilidad del resultado obtenido. Solo en alrededor del 1,5% de las muestras recibidas no es posible determinar un perfil de expresión génica preciso porque no hay suficiente material genético. En estos casos es necesario evaluar una nueva biopsia endometrial (análisis sin cargo). Posibles causas: baja cantidad de tejido adecuado.

**No Informativo:** Este resultado se obtiene cuando el perfil analizado no coincide con los perfiles de expresión génica de control presentes en el predictor de ERA. En estos casos nuestro equipo se pondrá en contacto usted para evaluar el protocolo en el que se realizó la biopsia endometrial. Solo ocurre <0,7% de las muestras analizadas y en >95% de los casos, está relacionado con la muestra en sí, no con el endometrio, ya que con una nueva biopsia (análisis sin cargo) es posible obtener un resultado válido.

En cualquiera de estos casos, nuestro equipo lo apoyará y guiará, asegurándose de que podamos encontrar un resultado válido para su paciente.

# Ejemplo informe ERA

El objetivo de este test es proporcionar a los doctores una evaluación molecular objetiva de la receptividad endometrial de la paciente.

Este test deberá ser prescrito e interpretado por el doctor que realizará la posterior transferencia embrionaria.



**Igenomix**<sup>®</sup>  
PART OF VITROLIFE GROUP


### ERA (DIAGNÓSTICO DE RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL)

Información Paciente	Información Muestra	Información Clínica
<b>NHC:</b>	<b>Fecha recepción:</b>	<b>Clinica:</b>
<b>Tipo de muestra:</b> Biopsia endometrial	<b>Fecha informe:</b>	<b>Doctor:</b>
<b>Nombre paciente:</b>	<b>Progesterona:*</b>	<b>Nº biopsia:</b>
<b>Fecha nacimiento:</b>	<b>Fecha medida:</b>	
	<b>Fecha inicio P4:</b>	
	<b>Fecha biopsia:</b>	
	<b>Tipo de ciclo:</b>	

**RESULTADO DEL TEST:**

**PRE-RECEPTIVO**

**Recomendación#:** La transferencia embrionaria personalizada (pET) de blastocisto/s debe realizarse con 150 ± 3 horas con administración de progesterona (1 día más tarde respecto al momento en el que se tomó esta biopsia endometrial). No se requiere una nueva biopsia endometrial. \*\*



**INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO#:**

Conforme a nuestros datos internos, un 89% de mujeres con perfil endometrial similar han sido receptivas tras un día más con administración de progesterona (intervalo de confianza del 95% [86%-91%]), por lo que en estos casos no se necesita una nueva biopsia endometrial. Se recomienda proceder con la transferencia de blastocisto/s con 150 ± 3 horas con administración de progesterona.

Para transferir embriones de día 3, se deberá realizar la transferencia dos días antes respecto a la recomendación anterior para transferencia de blastocistos.

\* Nivel de la progesterona basal antes de la primera toma de progesterona o pico de LH/hCG administración: Menor que 1 ng/ml. Fecha de la medida: 29/06/23.

\*\* Este resultado es reproducible únicamente para el mismo tratamiento en el que se ha realizado esta biopsia endometrial y siempre que la progesterona endógena previa a la primera toma de progesterona exógena haya sido <1ng/ml.

**DESCRIPCIÓN DEL TEST:**

ERA (Análisis de receptividad endometrial) es un test diagnóstico molecular que se utiliza para determinar si el endometrio (la membrana mucosa que recubre el útero) presenta un perfil receptivo después de 5 días con exposición a progesterona, el momento en que el endometrio está normalmente listo para la implantación del embrión. Este método de diagnóstico molecular se basa en medir el perfil de expresión génica del tejido endometrial. En consecuencia, ERA ayuda a determinar cuándo el endometrio presenta las condiciones ideales para la implantación del embrión, aumentando la posibilidad de un tratamiento de fertilización in vitro exitoso.

Igenomix Spain Lab, S.L.U. C/ Nards Monturrol nº11, Edificio Europark 8, Parque Tecnológico, ES-46900 PATERNA, Valencia, Tel: +34 963 905 310

MED-00015322 | I | 100%

SPA\_L\_L\_PP\_ERA\_013\_ES v.3.1

Suppl: +34 963905310

Lab CLIA No: 9902146167

#Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Para **obtener una recomendación pET expresada en horas, necesitamos la fecha y hora** de la biopsia endometrial y uno de los siguientes datos (dependiendo del tipo de ciclo):

- Fecha y hora de la primera toma de P4 (ciclo TRH)
- Fecha y hora de inyección de hCG , o pico de LH u ovulación (Ciclos naturales)

**El informe ERA indicará el momento óptimo para realizar la transferencia personalizada de embriones (pET), o cuándo realizar una nueva biopsia ERA (según corresponda).**

\* Seguir las recomendaciones del informe ERA no garantiza la implantación. La implantación fallida puede deberse a otros factores.


# Reproducibilidad de los resultados

Se ha demostrado que el resultado de **ERA es reproducible durante al menos 36 meses**, siempre que se cumpla lo siguiente:

- El **protocolo de preparación** del endometrio debe replicarse exactamente para los ciclos de biopsia y transferencia.
- El **grosor del endometrio** debe estar dentro del mismo rango, tanto en ciclo de biopsia como de transferencia. de uno de los tres siguientes: **<6 mm, 6-12 mm, >12mm.**
- **Los cambios en el IMC pueden ir acompañados de un cambio en la ventana de implantación.** Es posible que deba repetirse la prueba ERA después de cambios significativos en el IMC (cambiar de > 30 a < 30, o viceversa) para garantizar la precisión de los resultados.
- La **intervención a nivel uterino** puede afectar la WOI. Después de este tipo de intervención, se debe evaluar si es necesario realizar un nuevo test ERA. De hecho, si su paciente requiere alguna **intervención en el útero** antes de la transferencia embrionaria, el test ERA debe realizarse después de este procedimiento.
- **Progesterona endógena** debidamente controlada en ciclos de biopsia y transferencia: **debe ser < 1 ng/ml** dentro de las 24 horas previas a la primera toma de progesterona (ciclos THS) o en LH+0/hCG+0 (ciclos Naturales).

# Árbol de decisión ERA

Title: Manual EndomeTRIO\_Custom OA (ES) | Index: SPA\_L\_I\_ERA\_013\_ES | Version: 3.1 | Authorised By: Maria Ruiz Alonso | Authorised: 13-Jun-2025}



# Referencias

- Barbakadze T, Shervashidze M, Charkviani T, Zhorzholadze T, Kbilashvili T, Gabadze M et al. Assessment of the Role of Endometrial Receptivity Analysis in Enhancing Assisted Reproductive Technology Outcomes for Advanced-Age Patients. *Cureus*. **2024**; 16(6):e62949.
- Imoto S, Funabiki M, Nakamura Y, Taguchi S. Endometrial Receptivity Array (ERA) Test in a 32-Year-Old Female With Refractory Infertility: A Case Report. *Cureus*. **2024**; 16(3):e55703.
- Jia Y, Huang Y, Ai ZH, Dong YJ, Guo YH, Yang Y et al. Exploring the effectiveness of endometrial receptivity array and immune profiling in patients with multiple implantation failure : A retrospective cohort study based on propensity score matching. *J Reprod Immunol*. **2024**; 163:104218.
- Khan M, More A, Bawaskar PA, Kalbande A, Nair N. A Case Report on Endometrial Receptivity Array Test for Infertile Patient to Enhance Reproductive Outcomes. *Cureus*. **2024**; 16(2):e55059.
- Glujovsky D, Lattes K, Miguens M, Pesce R, Ciapponi A. Personalized embryo transfer guided by endometrial receptivity analysis: a systematic review with meta-analysis. *Hum Reprod*. **2023**; 38(7):1305-1317.
- He Y, Tang R, Yu H, Mu H, Jin H, Dong J, Wang W, Wang L, Chen S, Wang X. Comparative effectiveness and safety of 36 therapies or interventions for pregnancy outcomes with recurrent implantation failure: a systematic review and network meta-analysis. *J Assist Reprod Genet*. **2023**; 40(10):2343-2356.
- Luján-Irastorza JE. Assessing endometrial receptivity after recurrent implantation failure in euploid embryo transfer: a retrospective study in private clinic. *The Journal of Reproduction*. **2023**.
- Jia Y, Dong YJ, Sha YL, Cai SC, Diao LH, Qiu Z, Guo YH, Huang Y, Ye HX, Liu S. Effectiveness comparison between endometrial receptivity array, immune profiling and the combination in treating patients with multiple implantation failure. *Am J Reprod Immunol*. **2022**; 87(3):e13513.
- Jia Y, Sha Y, Qiu Z, Guo Y, Tan A, Huang Y. et al. Comparison of the Effectiveness of Endometrial Receptivity Analysis (ERA) to Guide Personalized Embryo Transfer with Conventional Frozen Embryo Transfer in 281 Chinese Women with Recurrent Implantation Failure. *Med Sci Monit*. **2022**; 28:e935634.
- Liu Z, Liu X, Wang M, Zhao H, He S, Lai S, Qu Q et al. The Clinical Efficacy of Personalized Embryo Transfer Guided by the Endometrial Receptivity Array/Analysis on IVF/ICSI Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Physiol*. **2022**; 13:841437.
- Rose B. Identifying women with a narrow window of embryo implantation using the endometrial receptivity assay. *Internat. Journal of Clinical Obs and Gyn*. **2022**; 6(3):52-54.
- Barrenetxea G, Romero I, Celis R, Abio A, Bilbao M, Barrenetxea J. Correlation between plasmatic progesterone, endometrial receptivity genetic assay and implantation rates in frozen-thawed transferred euploid embryos. A multivariate analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. **2021**; 263:192-197.
- Bellver, J., Marín, C., Lathi, R.B. et al. Obesity affects Endometrial Receptivity by displacing the Window of Implantation. *Reprod. Sci*. **2021**; 1-10.

- Kasahara Y, Hashimoto T, Yokomizo R, Takeshige Y, Yoshinaga K, Toya M et al. Evaluation of pregnancy outcomes of vitrified-warmen blastocyst transfer before and after Endometrial Receptivity Analysis in identical patients with Recurrent Implantation Failure. *Fertility & Reproduction*. **2020**; 3(2):35-41.
- Simón C, Gómez C, Cabanillas S, Vladimirov I, Castellón G, Giles J et al. A 5-year multicentre randomized controlled trial comparing personalized, frozen and fresh blastocyst transfer in IVF. *Reproductive BioMedicine Online* **2020**; 41(3):402-415.
- Hromadová L, Tokareva I, Veselá K, Trávník P, Veselý J. Endometrial Receptivity Analysis - a tool to increase an implantation rate in assisted reproduction. *Ceska Gynekol*. **2019**; 84(3): 177-183.
- Ota T, Funabiki M, Tada Y, Karita M, Hayashi T, Maeda K et al. The Reproductive Outcomes for the Infertile Patients with Recurrent Implantation Failures May Be Improved by Endometrial Receptivity Array Test. *Journal of Medical Cases*. **2019**;10(5):138-140.
- Patel JA, Patel AJ, Banker JM, Shah SI, Banker MR. Personalized Embryo Transfer Helps in Improving In vitro Fertilization/ICSI Outcomes in Patients with Recurrent Implantation Failure. *J Hum Reprod Sci*. **2019**; 12(1):59-66.
- Simrandeep K, Padmaja N. Why results of endometrial receptivity assay testing should not be discounted in recurrent implantation failure? *The Onco Fertility Journal*. **2019**; 2(1):46-49.
- Carranza F, González-Ravina A, Blasco V, Fernández-Sánchez M. Different Endometrial Receptivity in Each Hemiuterus of a Woman With Uterus Didelphys and Previous Failed Embryo Transfers. *J Hum Reprod Sci*. **2018**;11(3):297-299.
- Clemente-Ciscar M, Ruiz-Alonso M, Blesa D, Jimenez-Almazan J, Bahceci M, Banker M et al. Endometrial receptivity analysis (ERA) using a next generation sequencing (NGS) predictor improves reproductive outcome in recurrent implantation failure (RIF) patients when compared to ERA arrays. *Hum Reprod*. **2018**; 33(Supp1):8-8.
- Findikli N, Gultomruk M, Boynukalin K, Kavrut M, Oral E, Bahceci M. Combinatorial use of Endometrial Receptivity Array (ERA) and PGT-A can improve the clinical outcome in cases with previous ART failures. *Hum Reprod*. **2018**; 33(Supp1):84-85.
- Mahajan N, Kaur S, Ruiz-Alonso M. Window of implantation is significantly displaced in patients with adenomyosis with previous implantation failure as determined by endometrial receptivity assay. *Journal of human reproductive sciences*. **2018**; 11(4):353.
- Pasternak M, Schattman G, Rosenwaks Z. Pregnancy outcomes in patients undergoing embryo transfer in cycle following endometrial Receptivity assay. *Fertil Steril*. **2018**; 110(4):e243-244.
- Stankewicz T, Valbuena D, Ruiz-Alonso M. Inter-cycle consistency versus test compliance in endometrial receptivity analysis test. *J Assist Reprod Genet*. **2018**; 35(7):1307-1308.
- Taguchi S, Funabiki M, Hayashi T, Tada Y, Iwaki Y, Karita M et al. The implantation rate of Japanese infertile patients with repeated implantation failure can be improved by endometrial Receptivity array (ERA) test: A randomized controlled trial. *Fertil Steril*. **2018**; 110(4):e90.

- Comstock IA, Diaz-Gimeno P, Cabanillas S, Bellver J, Sebastian-Leon P, Shah M et al. Does an increased body mass index affect endometrial gene expression patterns in infertile patients? A functional genomics analysis. *Fertil Steril.* **2017** Mar;107(3):740-748.e2.
- Díaz-Gimeno P, Ruiz-Alonso M, Sebastian-Leon P, Pellicer A, Valbuena D, Simón C. Window of implantation transcriptomic stratification reveals different endometrial subsignatures associated with live birth and biochemical pregnancy. *Fertil Steril.* **2017**;108(4):703-710.e3
- Hashimoto T, Koizumi M, Doshida M, Toya M, Sagara E, Oka N et al. Efficacy of the endometrial Receptivity Array for repeated implantation failure in Japan: A retrospective, two-centers study. *Reprod Med Biol.* **2017**; 16(3):290-296.
- Valbuena D, Ruiz-Alonso M, Marin C, Soria J, Simon C, Garcia Velasco J. A. Endometrial thickness does not predict endometrial receptivity. In *HUMAN REPRODUCTION* **2016** (ESHRE); 31:255-256.
- Mahajan N. Endometrial receptivity array: Clinical application. *J Hum Reprod Sci.* **2015**; 8(3):121-9.
- Cruz F, Bellver J. Live birth after embryo transfer in an unresponsive thin endometrium. *Gynecol Endocrinol.* **2014**;30(7):481-4.
- Ruiz-Alonso M, Galindo N, Pellicer A, Simón C. What a difference two days make: "personalized" embryo transfer (pET) paradigm: a case report and pilot study. *Hum Reprod.* **2014**; 29(6):1244-7.
- Díaz-Gimeno P, Ruiz-Alonso M, Blesa D, Bosch N, Martínez-Conejero JA, Alamá P et al. The accuracy and reproducibility of the endometrial Receptivity array is superior to histology as a diagnostic method for endometrial Receptivity. *Fertil Steril.* **2013**; 99(2):508-17.
- Ruiz-Alonso M, Blesa D, Díaz-Gimeno P, Gómez E, Fernández-Sánchez M, Carranza F et al. The endometrial Receptivity array for diagnosis and personalized embryo transfer as a treatment for patients with repeated implantation failure. *Fertil Steril.* **2013**; 100(3):818-24.
- Díaz-Gimeno P, Horcajadas JA, Martínez-Conejero JA, Esteban FJ, Alamá P, Pellicer A, Simón C. A genomic diagnostic tool for human endometrial Receptivity based on the transcriptomic signature. *Fertil Steril.* **2011**; 95(1):50-60, 60.e1-15.

\*You can check updated references in our website.

# EMMA

## Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis



# Antecedentes

El Proyecto Microbioma Humano (HMP) destaca **la importancia de los microorganismos y sus genomas en el mantenimiento de la salud y el estudio de las enfermedades** (Human Microbiome Project Consortium, 2012).

Este estudio ha demostrado la importancia de identificar desequilibrios (disbiosis) en la microbiota para mejorar el manejo clínico en diferentes áreas de la medicina.

Un estudio científico realizado por Igenomix **confirmó la existencia del microbioma endometrial** y puso de manifiesto que la disbiosis de la cavidad uterina está asociada a peores resultados en pacientes sometidas a tratamientos de reproducción asistida (Moreno et al. Am J Obstet Gynecol, 2016). Otra investigación reciente ha sugerido que lo que realmente puede interferir en la fertilidad es la presencia de patógenos en la cavidad uterina, ya que la ausencia de bacterias, incluyendo *Lactobacillus*, no impiden la implantación (Moreno et al. Microbiome, 2022).

Según las investigaciones mencionadas, el test EMMA (Análisis Metagenómico del Microbioma Endometrial) podría determinar si el entorno microbiano uterino es óptimo para la implantación del embrión. EMMA proporciona información sobre la composición bacteriana endometrial, incluidas las bacterias potencialmente patógenas relacionadas con la endometritis crónica (EC), que pueden ser analizados específicamente con el test ALICE.



# Indicaciones para EMMA

Las ventajas del análisis del microbioma endometrial en pacientes con Fallo de Implantación Recurrente (RIF) y Aborto de Repetición (CM) han sido demostradas (Moreno et al. Am J Obstet Gynecol, 2016). Por lo tanto, EMMA puede ser especialmente útil en pacientes con fallo de implantación recurrente o aborto de repetición. ALICE también puede ser beneficioso para pacientes con antecedentes de RPL y/o RIF, ya que el CE se ha relacionado con estos resultados adversos. EMMA incluye ALICE, por lo que también puede ser beneficioso para las pacientes con antecedentes de RPL.

## Metodología

El **EMMA es un test molecular** que proporciona información sobre la microbiota en el tejido endometrial mediante el análisis de un panel personalizado de bacterias que incluye información sobre el género *Lactobacillus*, las 4 especies de *Lactobacillus* más comunes del tracto reproductivo femenino (*L. jensenii*, *L. iners*, *L. gasseri* y *L. crispatus*) y bacterias potencialmente patógenas del tracto reproductivo (algunas de ellas relacionadas con la endometritis crónica). Este método **se basa en la detección del ADN bacteriano mediante Real-Time PCR, que se traduce en diferentes perfiles que se han relacionado con el éxito del embarazo. La extracción de ADN seguida de la amplificación específica de cada microorganismo** permite cuantificar las bacterias específicas presentes en una muestra.

Una sola muestra de endometrio contiene células endometriales y bacterianas. Éstas pueden analizarse para predecir tanto la receptividad endometrial (mediante el test ERA) como el microbioma endometrial. **EMMA proporciona así una visión microbiológica del endometrio, que permite dar soporte al manejo clínico de las pacientes.**

# Ejemplo informe EMMA

El informe EMMA muestra 3 tablas con los rangos de referencia y los valores obtenidos para cada bacteria del panel, mediante el análisis de una muestra endometrial:

PART OF VITROLIFE GROUP

### ENDOMETRIAL MICROBIOME METAGENOMIC ANALYSIS (EMMA)

Información de la paciente	Información de la muestra	Información de la clínica
<b>NHC:</b>	<b>Fecha recepción:</b>	<b>Clínica:</b>
<b>Nombre de la paciente:</b>	<b>Fecha/hora informe:</b>	<b>Doctor:</b>
<b>Fecha de nacimiento:</b>	<b>Tipo de muestra:</b>	
<b>Alergia a antibióticos:</b>	<b>Tipo de ciclo:</b>	
	<b>Día del ciclo:</b>	
	<b>No. Biopsia:</b>	
	<b>Fecha biopsia:</b>	

#### RESULTADOS DEL TEST EMMA:

LACTOBACILLUS		
BACTERIA	RESULTADO	RESULTADO ÓPTIMO
<i>Lactobacillus spp</i>	Detectado	Al menos una especie detectada
<i>Lactobacillus crispatus</i>	No detectado	
<i>Lactobacillus gasseri</i>	No detectado	
<i>Lactobacillus iners</i>	Detectado	
<i>Lactobacillus jensenii</i>	No detectado	

BACTERIAS DEL TRACTO REPRODUCTIVO			
BACTERIA	RESULTADO	VALOR	RANGO DE REFERENCIA
<i>Actinomyces israelii</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Atopobium vaginae</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.58)
<i>Bacteroides fragilis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Bifidobacterium spp</i> †	No detectado	N/A	(0 - 4.22)
<i>Clostridium sordellii</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Fusobacterium nucleatum</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Gardnerella vaginalis</i>	Detectado	3.81*	(0 - 3.80)
<i>Haemophilus ducreyi</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Mobiluncus spp</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Porphyromonas asaccharolytica</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Prevotella bivia</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Prevotella disiens</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Sneathia spp</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Treponema pallidum</i>	No detectado	N/A	Ausente

#### RESULTADOS DEL TEST ALICE:

BACTERIAS RELACIONADAS CON ENDOMETRITIS CRÓNICA			
BACTERIA	RESULTADO	VALOR	RANGO DE REFERENCIA
<i>Chlamydia trachomatis</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Enterococcus faecalis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Escherichia coli</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Mycoplasma genitalium</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Mycoplasma hominis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Streptococcus agalactiae group B/ Streptococcus viridans</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)

†Bifidobacterium spp, cuando se detecta sin otras bacterias, podría ser desplazado de su nicho usando probióticos.  
 \*Valores fuera del rango de referencia.

#### RECOMENDACIÓN

El tratamiento sugerido para las bacterias cuyo ADN ha sido detectado sería Metronidazol 500mg/12h, vía oral durante 7 días, según las guías estándares de Microbiología (4,5). Para recolonizar posteriormente el tracto reproductivo, se sugiere el uso de probióticos compuestos por Lactobacillus (preferiblemente vía vaginal) durante el periodo de días establecido por el fabricante y en la dosis indicada por el mismo.

Asimismo, recomendamos el análisis de una nueva biopsia una vez completado dicho tratamiento, siguiendo las instrucciones del test para la toma de muestras.

Nota: los números entre paréntesis en los textos del informe hacen referencia a publicaciones científicas que se indican al final de informe.

Los rangos de referencia para las bacterias incluidas en el test EMMA se han calculado analizando muestras de mujeres con un nacido vivo pertenecientes a un estudio clínico que dio lugar a la publicación científica *Moreno et al, Microbiome 2022*.

Los resultados del test EMMA se muestran en 3 tablas con la siguiente información:

1) **Tabla 1:** detección de ADN de *Lactobacillus*.

<b>LACTOBACILLUS</b>		
<b>BACTERIA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>RESULTADO ÓPTIMO</b>
<i>Lactobacillus spp</i>	Detectado	Al menos una especie detectada
<i>Lactobacillus crispatus</i>	No detectado	
<i>Lactobacillus gasseri</i>	No detectado	
<i>Lactobacillus iners</i>	Detectado	
<i>Lactobacillus jensenii</i>	No detectado	

En los casos en los que no se hayan detectado bacterias potencialmente patogénicas fuera del rango de referencia **y se detecte al menos un tipo de *Lactobacillus*, se considerará un resultado normal.**

2) **Tabla 2: bacterias potencialmente patogénicas comunes del tracto reproductivo con relevancia clínica y no relacionados con la endometritis crónica:**

BACTERIAS DEL TRACTO REPRODUCTIVO			
BACTERIA	RESULTADO	VALOR	RANGO DE REFERENCIA
<i>Actinomyces israelii</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Atopobium vaginae</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.58)
<i>Bacteroides fragilis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Bifidobacterium spp</i> †	No detectado	N/A	(0 - 4.22)
<i>Clostridium sordellii</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Fusobacterium nucleatum</i>	No detectado	N/A	Ausente
<b><i>Gardnerella vaginalis</i></b>	<b>Detectado</b>	<b>3.81*</b>	<b>(0 - 3.80)</b>
<i>Haemophilus ducreyi</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Mobiluncus spp</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Porphyromonas asaccharolytica</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Prevotella bivia</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Prevotella disiens</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Sneathia spp</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Treponema pallidum</i>	No detectado	N/A	Ausente

†Bifidobacterium spp, cuando se detecta sin otros patógenos, podría ser desplazado de su nicho usando probióticos.  
\*Valores fuera del rango de referencia.

Los valores de bacterias **fuera del rango de referencia** se identifican en negrita, coloreados y con un asterisco.

Nota: Si alguno de los patógenos asociados a las Infecciones de Transmisión Sexual (*Haemophilus ducreyi* y/o *Treponema pallidum*) está fuera del rango de referencial, se recomendará una prueba confirmatoria adicional. Las infecciones causadas por estas bacterias son de notificación obligatoria a las Autoridades Sanitarias locales en los diferentes países. En caso de que se identifiquen estos patógenos, es responsabilidad del médico declarar estas infecciones.

3) **Tabla 3:** bacterias potencialmente patogénicas más frecuentes causantes de endometritis crónica (test ALICE)

<b>BACTERIAS RELACIONADAS CON ENDOMETRITIS CRÓNICA</b>			
<b>BACTERIA</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>RANGO DE REFERENCIA</b>
<i>Chlamydia trachomatis</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Enterococcus faecalis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Escherichia coli</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Mycoplasma genitalium</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Mycoplasma hominis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<b><i>Streptococcus agalactiae</i> group B/ <i>Streptococcus</i> <i>viridans</i></b>	<b>Detectado</b>	<b>3.81*</b>	<b>(0 - 3.57)</b>
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)

**\*Valores fuera del rango de referencia.**

Los valores de **bacterias fuera del rango de referencia** se identifican en negrita, coloreados y con un asterisco.

Nota: Si alguno de los **patógenos asociados a las Infecciones de Transmisión Sexual (*Chlamydia trachomatis* y/o *Neisseria gonorrhoeae*)** está fuera del rango de referencia, se recomendará una prueba confirmatoria adicional. **Las infecciones causadas por estas bacterias son de notificación obligatoria a las Autoridades Sanitarias locales en los distintos países.** En caso de que se identifiquen estos patógenos, es responsabilidad del médico declarar estas infecciones.

El informe **EMMA también incluye una recomendación** (si es necesario) para lograr que las cantidades de todas las bacterias analizadas en el panel estén dentro de los rangos de referencia. En estos casos, la recomendación antibiótica dada en el informe se basa en las Guías Microbiológicas.

Tanto el resultado obtenido como la recomendación de tratamiento sugerida constituyen información que debe ser evaluada por un médico en una consulta clínica. Es el profesional médico quien debe considerar la posible prescripción de un tratamiento antibiótico y/o probiótico en función de las condiciones clínicas de cada paciente. Por ello, los pacientes no deben tomar ningún antibiótico sin una consulta médica previa.

También en el informe se incluye un apartado con la **interpretación de todos los resultados obtenidos**.

#### INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE EMMA

Se ha detectado ADN de bacterias potencialmente patógenas del tracto reproductivo, no relacionadas con endometritis crónica, fuera del rango de referencia. Igenomix recomienda normalizar esos valores antes de realizar una transferencia embrionaria para aumentar las probabilidades de lograr un embarazo según lo descrito en la bibliografía científica (1,2,3).

El resultado obtenido por este test, así como la recomendación de tratamiento sugerido, constituyen información que debe ser valorada por un profesional médico en el entorno de una consulta clínica. Es el profesional médico el que debe considerar la posible prescripción de un tratamiento antibiótico y/o probiótico en conjunto con los hallazgos clínicos disponibles de cada paciente. En caso de prescribir un tratamiento, recomendamos analizar una nueva biopsia una vez terminado para confirmar la normalización de los valores de las bacterias potencialmente patógenas. La nueva muestra debe tomarse siguiendo las indicaciones del test.

Se ha detectado ADN de Lactobacillus en la muestra endometrial. Lactobacillus es la bacteria predominante en el tracto reproductivo femenino durante la edad reproductiva. No es necesario tener diferentes cepas de Lactobacillus, pero se recomienda tener al menos una de ellas para proteger el endometrio de la colonización de patógenos. Tenga en cuenta que el uso de antibióticos podría afectar a la población actual de Lactobacillus provocando su disminución o incluso su desaparición.

En un porcentaje muy bajo de casos puede obtenerse algunos de los siguientes resultados:

- No concluyente: no es posible determinar el perfil bacteriano de la muestra
- Muestra inválida: la muestra no reúne los parámetros mínimos de calidad exigibles para dar un resultado fiable. Esto puede deberse a un problema de falta de cantidad o calidad del material genético obtenido. Se requiere la toma de una nueva biopsia.


En ambos casos se requerirá la toma de una nueva biopsia.

# Beneficios del análisis molecular de la microbiota vs el cultivo microbiano

El cultivo microbiano es el método estándar utilizado para la evaluación de la población de bacterias y las infecciones. Sin embargo, se ha demostrado que entre el 20% y el 60% de las bacterias no pueden ser cultivadas. La evaluación molecular del microbioma permite detectar las bacterias cultivables y no cultivables presentes en la muestra.

	<b>CULTIVO</b>	<b>MOLECULAR</b>
<b>BASADO EN</b>	La identificación de patógenos endometriales cultivables	El uso de Real-Time PCR para detectar todas las bacterias (incluyendo las de cultivo difícil)
<b>OBJETIVIDAD EN LOS RESULTADOS</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>ESPECIFICIDAD (TTO AB DIRIGIDO)</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>DETECC. BACT. NO CULTIVABLES</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>TIEMPO RESULTADOS CORTO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>

# Árbol de decisiones EMMA



<sup>1</sup> Óptimo: no se detectan patógenos y *Lactobacillus* detectados.

\* Tras el tratamiento, debe decidirse si se pasa directamente a la transferencia embrionaria o se repite la prueba EMMA para garantizar la eliminación de bacterias potencialmente patogénicas.



# Referencias

- Iwami N, Komiya S, Asada Y, Tatsumi K, Habara T, Kuramoto T, et al. Shortening time to pregnancy in infertile women by personalizing treatment of microbial imbalance through Emma & Alice: A multicenter prospective study. *Reprod Med Biol.* **2025**; 24(1):e12634.
- Iwami N, Kawamata M, Ozawa N, Yamamoto T, Watanabe E, Mizuuchi M, et al. Therapeutic intervention based on gene sequencing analysis of microbial 16S ribosomal RNA of the intrauterine microbiome improves pregnancy outcomes in IVF patients: a prospective cohort study. *J Assist Reprod Genet.* **2023**; 40(1):125-135.
- Moreno I, Garcia-Grau I, Perez-Villaroya D, Gonzalez-Monfort M, Bahçeci M, Barrionuevo MJ, et al. Endometrial microbiota composition is associated with reproductive outcome in fertile patients. *Microbiome.* **2022**; 10(1):1.
- Moreno I, Garcia-Grau I, Bau D, Perez-Villaroya D, Gonzalez-Monfort M, Vilella F, et al. The first glimpse of the endometrial microbiota in early pregnancy. *American Journal of Obstetrics and Gynecology.* **2020**; 222(4):296-305.
- Garcia-Grau I, Perez-Villaroya D, Bau D, Gonzalez-Monfort M, Vilella F, Moreno I, Simón C. Taxonomical and functional assessment of the endometrial microbiota in a context of recurrent reproductive failure: a case report. *Pathogens* **2019**; 8:205.
- Moreno I and Simon C. Screening the Uterine Microbiome Prior to Embryo Transfer. In: *How to Prepare the Endometrium to Maximize Implantation Rates and IVF Success* Edited by G. Kovacs & L. Salamonsen; 2019. Chapter 6 (pp. 54-64). Cambridge: Cambridge University Press.
- Franasiak JM, Moreno I, Simon C. Microbiome in Embryonic Implantation and Implantation Failure. *Recurrent Implantation Failure, Etiologies and Clinical Management.* **2018**; 11:175 - 195.
- Garcia-Grau I, Simon C, Moreno I. Uterine microbiome-low biomass and high expectations†. *Biol Reprod.* **2019**; 101(6):1102-1114.
- Moreno I and Simon C. Relevance of assessing the uterine microbiota in infertility. *Fertility and Sterility.* **2018**; 110(3):337-343.

- Moreno I, Garcia-Grau I, Simon C. Microbiota and Pathogen Screening in the Female Reproductive Tract. In: Encyclopedia of Reproduction. 2018; Chapter 9, vol. 4, pp. 36 - 44. Academic Press: Elsevier.
- Simon C, Moreno I. Deciphering the effect of reproductive tract microbiota on human reproduction. Reproductive Medicine and Biology. **2018**; 18(1): 40 - 50.
- Moreno I, Franasiak JM. Endometrial microbiota - new player in town. Fertility and Sterility. **2017**; 108, pp. 32 - 39.
- Moreno I, Codoñer FM, Vilella F, Valbuena D, Martinez-Blanch JF, Jimenez-Almazan J, et al. Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. Am J Obstet Gynecol. **2016**; 215:684-703.
- Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature **2012**; 486:207–14.

\*Puede revisar referencias actualizadas en nuestra página web.

# ALICE

## Analysis of Infectious Chronic Endometritis



# Antecedentes

Un buen ejemplo de una patología causada por una microbiota anormal es la Endometritis Crónica (EC). **La EC es una inflamación persistente del endometrio, causada por bacterias patógenas.** Generalmente es asintomática y los métodos habituales de diagnóstico (histología, histeroscopia y cultivo microbiano) no son eficaces, por lo que la enfermedad suele pasar desapercibida a pesar de que afecta aproximadamente al 30% de las pacientes infértiles, y puede llegar a ser un porcentaje aún mayor en pacientes con fallo de implantación recurrente y aborto de repetición.

Un estudio realizado por Igenomix ha demostrado que el análisis molecular de la EC es un método de diagnóstico más fiable en comparación con los métodos clásicos (*Moreno et al. Am J Obstet Gynecol, 2018*). **Este nuevo enfoque debería mejorar la detección de esta patología endometrial a menudo no diagnosticada, al identificar microorganismos específicos y permitir un tratamiento guiado y personalizado.**

**ALICE (Analysis of Infectious Chronic Endometritis), detecta las bacterias más frecuentes causantes de endometritis crónica.** Esto permite evaluar el endometrio a nivel microbiológico, con el objetivo de mejorar el manejo clínico de las pacientes con esta enfermedad silenciosa.

## Indicaciones para ALICE

ALICE puede ser beneficioso para pacientes con sospecha de EC o con antecedentes de aborto recurrente y/o fallo de implantación, ya que el EC se ha relacionado con estos resultados adversos.



**ALICE**

Detects the bacteria  
causing chronic  
endometritis

# Metodología

**El test ALICE utiliza Real-Time PCR para proporcionar un cribado molecular de la EC en el tejido endometrial mediante el análisis de las bacterias que con mayor frecuencia se relacionan con la enfermedad (*Streptococcus agalactiae* (grupo B) y *Streptococcus viridans*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*).**

**La tecnología utilizada para este fin se basa en la extracción de ADN seguida de una amplificación específica del microorganismo que permite cuantificar las bacterias objetivo presentes en una muestra.** Tras recibir la biopsia endometrial y extraer el material genético (ADN), se evalúan los requisitos mínimos de calidad de la muestra antes de utilizar las técnicas de detección.

Una sola muestra de endometrio contiene tanto células endometriales como bacterianas. Éstas pueden analizarse mediante secuenciación para predecir la receptividad endometrial y Real-Time PCR para el estudio de los patógenos mencionados.



**ALICE**

Detects the bacteria causing chronic endometritis

# Ejemplo informe ALICE

El informe ALICE muestra una tabla con los rangos de referencia y los valores obtenidos para cada bacteria del panel al analizar una muestra endometrial :



**Igenomix**<sup>®</sup>  
PART OF VITROLIFE GROUP<sup>®</sup>

### ANALYSIS OF INFECTIOUS CHRONIC ENDOMETRITIS (ALICE)

Información de la paciente	Información de la muestra	Información de la clínica
<b>NHC:</b>	<b>Fecha recepción:</b>	<b>Clínica:</b>
<b>Nombre de la paciente:</b>	<b>Fecha/hora informe:</b>	<b>Doctor:</b>
<b>Fecha de nacimiento:</b>	<b>Tipo de muestra:</b>	
<b>Alergia a antibióticos:</b>	<b>Tipo de ciclo:</b>	
	<b>Día del ciclo:</b>	
	<b>No. Biopsia:</b>	
	<b>Fecha biopsia:</b>	

**RESULTADOS DEL TEST ALICE:**

BACTERIAS RELACIONADAS CON ENDOMETRITIS CRÓNICA			
BACTERIA	RESULTADO	VALOR	RANGO DE REFERENCIA
<i>Chlamydia trachomatis</i>	No detectado	N/A	Ausente
<b><i>Enterococcus faecalis</i></b>	<b>Detectado</b>	<b>3.62*</b>	(0 - 3.57)
<i>Escherichia coli</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Mycoplasma genitalium</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Mycoplasma hominis</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	No detectado	N/A	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Streptococcus agalactiae group B/ Streptococcus viridans</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	No detectado	N/A	(0 - 3.57)

\*Valores fuera del rango de referencia.

**RECOMENDACIÓN**

El tratamiento sugerido para las bacterias cuyo ADN ha sido detectado sería Amoxicilina 500mg/8h vía oral durante 7 días, según las guías estándares de Microbiología (4,5). Para recolonizar posteriormente el tracto reproductivo, se sugiere el uso de probióticos compuestos por Lactobacillus (preferiblemente vía vaginal) durante el periodo de días establecido por el fabricante y en la dosis indicada por el mismo.

Asimismo, recomendamos el análisis de una nueva biopsia una vez completado dicho tratamiento, siguiendo las instrucciones del test para la toma de muestras.

Los valores de bacterias potencialmente patogénicas **fuera del rango de referencia** se identifican en negrita, coloreados y con un asterisco.

Nota: Si alguno de los **patógenos asociados a las Infecciones de Transmisión Sexual (*Chlamydia trachomatis* y/o *Neisseria gonorrhoeae*)** está fuera del rango de referencia, se recomendará una prueba confirmatoria adicional. **Las infecciones causadas por estas bacterias son de notificación obligatoria a las Autoridades Sanitarias locales en distintos países.** En caso de que se identifiquen estos patógenos, es responsabilidad del médico declarar estas infecciones.

El informe ALICE también incluye una recomendación (si fuera necesaria) para lograr que las cantidades de todas las bacterias analizadas en el panel estén dentro de los rangos de referencia. En estos casos, la recomendación antibiótica dada en el informe se basa en las Guías Microbiológicas.

Tanto el resultado obtenido como la recomendación de tratamiento sugerida constituyen información que debe ser evaluada por un médico en una consulta clínica. Es el profesional médico quien debe considerar la posible prescripción de un tratamiento antibiótico y/o probiótico en función de las condiciones clínicas de cada paciente. Por ello, los pacientes no deben tomar ningún antibiótico sin una consulta médica previa.

También en el informe se incluye un apartado con la interpretación del resultado obtenido.

Ejemplo:

#### INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE ALICE

Se ha detectado ADN de bacterias potencialmente patógenas del tracto reproductivo relacionadas con endometritis crónica fuera del rango de referencia. Igenomix recomienda normalizar esos valores antes de realizar una transferencia embrionaria para aumentar las probabilidades de lograr un embarazo según lo descrito en la bibliografía científica (1,2,3).

El resultado obtenido por este test, así como la recomendación de tratamiento sugerido, constituyen información que debe ser valorada por un profesional médico en el entorno de una consulta clínica. Es el profesional médico el que debe considerar la posible prescripción de un tratamiento antibiótico y/o probiótico en conjunto con los hallazgos clínicos disponibles de cada paciente. En caso de prescribir un tratamiento, recomendamos analizar una nueva biopsia una vez terminado para confirmar la normalización de los valores de las bacterias patógenas. La nueva muestra debe tomarse siguiendo las indicaciones del test.

Nota: los números entre paréntesis en los textos del informe hacen referencia a publicaciones científicas que se indican al final de informe.

En un porcentaje muy bajo de casos puede obtenerse algunos de los siguientes resultados:

- No concluyente: no es posible determinar el perfil bacteriano de la muestra.
- Muestra inválida: la muestra no reúne los parámetros mínimos de calidad exigibles para dar un resultado fiable. Esto puede deberse a un problema de falta de cantidad o calidad del material genético obtenido. Se requiere la toma de una nueva biopsia.

En ambos casos se requerirá la toma de una nueva biopsia.

# Beneficios del análisis molecular de la microbiota vs histología, histeroscopia y cultivo microbiano.

El diagnóstico actual de la EC se basa tradicionalmente en la histología, la histeroscopia y/o el cultivo microbiano. Sin embargo, **estos tres métodos clásicos proporcionan resultados no concluyentes o erróneos en el 80% de los casos.** Mientras que la histología suele infradiagnosticar la EC, la histeroscopia suele sobrediagnosticar la enfermedad. Estos métodos no pueden identificar con precisión los agentes patógenos causantes de la enfermedad, y a menudo se prescriben antibióticos de amplio espectro.

El cultivo microbiano es capaz de aislar el patógeno causante, sin embargo, entre el 20% y el 60% de las bacterias no pueden cultivarse en condiciones de laboratorio estándar o no suelen evaluarse en la práctica clínica.

**La microbiología molecular presenta resultados equivalentes a los resultados combinados obtenidos mediante el uso de histología, histeroscopia y cultivo microbiano** (Moreno et al. Am J Obstet Gynecol, 2018).

	HISTOLOGÍA	HISTEROSCOPIA	CULTIVO	MOLECULAR
<b>BASADO EN</b>	Identificación de células plasmáticas CD138+ en el estroma endometrial	Identificación de edema estromal, hiperemia epitelial focal o difusa y/o la presencia de micropólipos	Identificación de patógenos endometriales cultivables	Uso de Real-Time PCR para detectar el ADN de todas las bacterias (incluso las difíciles de cultivar)
<b>OBJETIVIDAD EN LOS RESULTADOS</b>	NO	NO	SI	SI
<b>ESPECIFICO (Tto AB dirigido)</b>	NO	NO	SI	SI
<b>DETECC. BACT NO CULTIVABLES</b>	NO	NO	NO	SI
<b>TIEMPO RESULTADOS CORTO</b>	NO	SI	NO	SI




**ALICE**

Detects the bacteria causing chronic endometritis

# Árbol de decisión ALICE

Title: Manual EndomeTRIO\_Custom OA (ES) | Index: SPA\_L\_L\_ERA\_013\_ES | Version: 3.1 | Authorised By: Maria Ruiz Alonso | Authorised: 13-Jun-2025}



\* Tras el tratamiento, debe decidirse si se pasa directamente a la transferencia embrionaria o se repite la prueba ALICE para garantizar la eliminación de patógenos.



## Referencias

- Moreno I, Cicinelli E, Garcia-Grau I, Gonzalez M, Bau D, Vilella F, De Ziegler D, Resta L, Valbuena D, Simon C. The diagnosis of chronic endometritis in infertile asymptomatic women: a comparative study of histology, microbial cultures, hysteroscopy, and molecular microbiology. *Am J Obstet Gynecol.* **2018**; 218(6):602.e1-602.e16
- Moreno I, C. Simón. Microbiological diagnosis: the human endometrial microbiome—Endometritis. In: *The Endometrial Factor, A Reproductive Precision Medicine Approach*. Edited by Simón C and Giudice L. Taylor & Francis Group; **2017**. Chapter 5.
- Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Lepera A, Alfonso R, Indraccolo U, Marocchella S, Greco P, Resta L. Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy. *Hum Reprod.* **2015**; 30(2):323-30.
- Cicinelli E, Matteo M, Tinelli R, Pinto V, Marinaccio M, Indraccolo U, De Ziegler D, Resta L. Chronic endometritis due to common bacteria is prevalent in women with recurrent miscarriage as confirmed by improved pregnancy outcome after antibiotic treatment. *Reprod Sci* **2014**; 21(5):640-7.

\*Puede revisar referencias actualizadas en nuestra página web.

# Biopsia Endometrial



## Requisitos para la toma de la biopsia endometrial

- La biopsia endometrial para los test ERA, EMMA, ALICE o EndomeTRIO debe tomarse siguiendo todas las indicaciones de este manual.
- La biopsia endometrial puede tomarse en la consulta del ginecólogo, sin utilizar anestesia. **Si se va a tomar una biopsia durante una histeroscopia, se recomienda tomarla al inicio del procedimiento**, antes de distender la cavidad uterina y sin utilizar tratamiento antibiótico antes, durante o después del procedimiento. La biopsia sólo puede tomarse si la histeroscopia es observacional y no se va a realizar ninguna intervención.
- **Para realizar los test EMMA o ALICE (solos o con el test ERA), debe evitarse la administración de antibióticos al menos los 7 días previos a la toma de la muestra, durante el procedimiento y hasta la recepción de los resultados del test.** De este modo, el microbioma del día de la biopsia será representativo del microbioma de la paciente el día en que se reciban los resultados del test. **Cualquier fármaco que pueda alterar la microbiota o el estado inmunológico de la paciente también debe incluirse en el formulario de solicitud del test**, incluyendo todos los datos relacionados con la toma de antibióticos durante el mes anterior a la biopsia (principio activo, vía de administración, dosis y duración del tratamiento).



# Día de la biopsia endometrial para ERA solo o combinado con EMMA/ALICE

En el caso de que se solicite un test ERA (solo o combinado con otros test), la biopsia endometrial debe realizarse de acuerdo con las indicaciones descritas a continuación:

- 1. El diagnóstico ERA es válido para el tipo de ciclo en el que se realizó el test**, por lo que el embrión debe transferirse en el mismo tipo de ciclo y ventana personalizada de implantación en la que se obtuvo un diagnóstico "Receptivo". Por lo tanto, el tipo de ciclo para la biopsia debe coincidir con el tipo de ciclo previsto para la transferencia embrionaria.
- 2. Tipo de ciclo:** Terapia hormonal sustitutiva (P+5) o Ciclo natural (hCG+7/LH+7/Ovulación+6) como se explica a continuación. Nota: Si se van a transferir embriones de día 3, la biopsia debe realizarse igualmente en P+5 o hCG+7/LH+7/Ovulación+6, ya que la ERA comprueba el endometrio en el momento de la implantación. De este modo, si tiene un resultado receptivo en P+5, transferirá un blastocisto en P+5 o un embrión de día 3 dos días antes, es decir, en P+3.


**2a) Ciclo de Terapia Hormonal Sustitutiva (THS):** consiste en un tratamiento con estrógenos y progesterona para preparar el endometrio de forma controlada, similar a un ciclo natural para la transferencia de embriones, utilizando el protocolo habitual de la clínica o nuestro protocolo estándar:

La paciente inicia la terapia con estradiol a partir del 1º o 2º día del ciclo menstrual. La ecografía se realiza entre 7 y 10 días después. Tenga en cuenta que no recomendamos que la terapia con estradiol se prolongue más de 17 días antes del inicio de la toma de progesterona.



Se inicia la toma de progesterona (P4) cuando se alcanza un endometrio trilaminar >6 mm con una P4 sérica <1 ng/ml (en las 24 horas previas al inicio de la P4 exógena), continuando con el tratamiento de estradiol. El día en que se inicia el tratamiento con P4 se denomina P+0, y la biopsia se toma el día P+5, tras 5 días completos (120 horas desde la primera toma hasta la biopsia).

### Protocolo THS de rutina:



- En un ciclo de THS es muy importante asegurarse de que no hay ovulación, por lo que el nivel de P4 endógena debe medirse siempre en las 24 horas previas a la primera toma de P4. El nivel debe ser <1ng/ml, de lo contrario la recomendación es cancelar el ciclo y comenzar uno nuevo. Si no se controla adecuadamente la P4 endógena, no se podría descartar una elevación de la misma que afectase a la precisión y reproducibilidad de los resultados del test ERA.
- La recomendación para la transferencia embrionaria personalizada (pET) se basará en el tiempo total de exposición a la progesterona exógena (el punto de referencia será el día P+0).




**2b) Ciclo natural:** Para los Ciclos Naturales siempre necesitamos tener una fecha de referencia en cuanto al momento de la ovulación, que podría ser una de las tres opciones siguientes:

- i. Fecha de hCG (recombinante o urinaria):** se administra hCG según los parámetros rutinarios en un ciclo natural (tamaño del folículo >17 mm). El día de la administración de hCG se considera como hCG+0 y la biopsia se tomará 7 días después, en hCG+7 (168 horas después de la inyección de hCG).
- ii. Fecha del pico de LH:** para detectar correctamente el pico de LH, los niveles de LH en orina o sangre deben medirse durante varios días seguidos (a partir del día 9 en un ciclo regular) obteniendo al menos un resultado positivo flanqueado por dos negativos. El día del pico de LH se considera como LH+0 y la biopsia se tomará 7 días después, en LH+7.
- iii. Fecha de ovulación:** La muestra también puede recogerse en un ciclo natural, durante la fase secretora, ya que la ovulación induce la producción de estrógenos y progesterona. El día de la ovulación determinado por ecografía se considerará Ov+0 y la biopsia se recogerá 6 días después, en Ov+6.

En los ciclos naturales, se puede administrar un suplemento de progesterona, denominándose entonces "ciclo natural modificado". En estos ciclos la fecha de referencia para la recomendación de pET sigue siendo la fecha de hCG/LH/Ovulación. La suplementación con progesterona puede iniciarse desde LH+1/hCG+1/Ov+0, en el momento en que habitualmente se realiza en la práctica clínica habitual de su centro (nunca previo a la inyección de hCG o del pico de LH). Debe tenerse en cuenta que el momento en el que se inicia la suplementación con progesterona, debe replicarse también en el ciclo de transferencia (es decir, si una paciente inicia la suplementación con progesterona en hCG+2 para el ciclo de biopsia, debe iniciarse también en hCG+2 en el ciclo de transferencia, independientemente del resultado obtenido).



### Ciclo Natural: protocolo de rutina



Para asegurarse de que no hay escape de progesterona endógena en el momento de la inyección de hCG/pico de LH, el nivel de P4 endógena debe medirse siempre en hCG+0/LH+0 y éste debe ser <1ng/ml, de lo contrario la recomendación es cancelar el ciclo y comenzar uno nuevo. Si no se controla adecuadamente la P4 endógena, no se podría descartar una elevación de la misma que afectase a la precisión y reproducibilidad de los resultados del test ERA.

La transferencia personalizada de embriones (pET) se basará en hCG/LH/ovulación. Tenga en cuenta que, si no disponemos de esta información en los ciclos naturales, nuestra recomendación es cancelar el análisis. El test ERA no puede realizarse sin esta fecha de referencia ya que el resultado no sería reproducible.



## Día de la biopsia endometrial para EMMA y/o ALICE (sin ERA)

Para los test EMMA/ALICE la paciente debe **evitar los antibióticos al menos 7 días antes de la recogida de la biopsia, durante el procedimiento y después del mismo hasta que se reciban los resultados.**

Las **biopsias endometriales para las pruebas EMMA&ALICE deben tomarse siempre en fase secretora** porque éste es el periodo de máxima estabilidad de la microbiota del tracto reproductivo debido a la influencia de los estrógenos y la progesterona. **Una muestra tomada fuera de la fase indicada a continuación, podría darnos un resultado poco fiable.**

Si sólo se solicita un test EMMA o ALICE, la biopsia endometrial puede tomarse siguiendo el mismo protocolo que para la ERA. Si no se sigue el protocolo ERA, la biopsia debe tomarse de la siguiente manera:

- a) Ciclos THS:** las muestras deben tomarse durante los días de toma de progesterona (P+1 en adelante), preferiblemente el día P+5.
- b) Ciclo Natural o Natural Modificado:** La biopsia debe tomarse entre los días 15 y 25 del ciclo menstrual si la paciente tiene ciclos regulares (entre 26 y 32 días).

Para las pacientes con ciclos no regulares, se recomienda realizar un ciclo de THS o controlar la ovulación. En este caso, la biopsia puede tomarse en los días:

- LH+2 a LH+12 (ambos inclusive)
- hCG+2 a hCG+12 (ambos inclusive)
- Ov+1 a Ov+11 (ambos inclusive)



c) **Píldoras anticonceptivas orales (ACO):** sólo para ACOs con determinadas composiciones. Por favor, confirme siempre con nuestros especialistas clínicos antes de programar la biopsia. La biopsia debe tomarse entre **los días 14 y 21 de toma de píldoras activas (cuando la paciente toma tanto las píldoras activas como las píldoras placebo) o a partir del día 14 si está continuamente tomando píldoras activas (no toma píldoras placebo ni realiza descanso).**

### Día de la biopsia endometrial: tabla resumen

Tipo ciclo	ERA	EMMA&ALICE	Comentarios
<b>THS</b>	P+5 (120hrs)	P+1 en adelante	
<b>Natural</b> o <b>Natural Modificado</b>	hCG+7 (168 hrs) LH+7 (168 hrs) Ov+6 (144 hrs)	hCG+2 a hCG+12 LH+2 a LH+12 Ov+1 a Ov+11 Días de ciclo 15 a 25 (solo para pacientes con ciclos regulares)	Para pacientes con ciclos no regulares que soliciten test EMMA/ALICE, recomendamos realizar un ciclo THS o monitorizar la ovulación.  Para cada tipo de ciclo natural, en la columna anterior, se incluyen la primera y la última fecha válida para la toma de muestra.
<b>Durante ACOs</b>	NO	Días 14 - 21 de ingesta de píldoras activas (si la paciente toma píldoras placebo)  Día 14 en adelante (ingesta continua de píldoras activas)	No todos los ACOs son adecuados para los test EMMA/ALICE. Recomendamos consultar con nuestros especialistas clínicos la idoneidad del mismo antes de programar la biopsia.  En la columna anterior, se incluyen la primera y la última fecha válidas para la toma de muestra.



### Día de la biopsia endometrial: Protocolos no válidos

Tipo de ciclo	Día de ciclo	ERA	EMMA&ALICE	Comentarios
<b>Ciclo de estimulación ovárica</b>	NA	NO	NO	Las muestras no se pueden tomar en un ciclo de estimulación ya que las condiciones no se pueden replicar durante el ciclo pET y el microbioma no es representativo debido a que los niveles hormonales no son comparables a los de un ciclo Natural o THS.
<b>Biopsia durante la fase follicular</b>	NA	NO	NO	Las muestras solo se deben recoger durante la fase secretora para garantizar la estabilidad del microbioma.



# Protocolo Biopsia Endometrial

Una sola biopsia endometrial es suficiente para un test individual o para EndomeTRIO (ERA, EMMA o ALICE). Igenomix suministrará un criotubo para cada biopsia. El criotubo contiene 1,5 ml de una solución transparente para conservar el material genético.

- 1. Limpiar el cuello uterino con una gasa estéril y seca** (evitar el uso de betadine) y no introducir líquido en el endometrio.
- 2. Etiquete el tubo** con: nombre del paciente, fecha de nacimiento y fecha de la biopsia.
- 3. La biopsia endometrial debe tomarse del fondo uterino mediante el catéter Pipelle o similar.** Asegúrese de que tenga marcado CE e infórmenos por email acerca de las características del mismo.
- 4. Recoja al menos 70 mg de tejido** (corresponde a una pieza cúbica de tejido con lados de aproximadamente 7mm de longitud). El **volumen de la muestra no debe exceder la línea blanca marcada en el criotubo (correspondiente a 1/3 del volumen total del criotubo; ver imagen abajo)**. Para cantidades mayores de tejido, no habrá suficiente solución estabilizadora en el criotubo, pudiendo dar lugar a la degradación del ARN.





5. **Asegúrese de que la muestra realmente contenga tejido endometrial, no solo de sangre o mucosidad.** También se deben evitar cantidades excesivas de sangre o moco.
6. **Evite el contacto de la muestra con cualquier solución que no sea la solución estabilizadora del criotubo (no lave la muestra).**
7. **Una vez realizada la biopsia, la muestra debe transferirse inmediatamente al criotubo suministrado, evitando tocarlo con la pipeta y agitando enérgicamente durante al menos 10 segundos** (para garantizar que la solución penetre en el tejido y establezca el ARN de la muestra).
8. **El criotubo que contiene la muestra debe transferirse inmediatamente a un refrigerador (4-8°C/39-46°F) y almacenarse allí durante al menos 4 horas** (no colocar en el congelador antes de completar estas 4 horas).
9. **Después de refrigerar durante al menos 4 horas, las muestras pueden enviarse a Igenomix a temperatura ambiente.** Si las muestras van a estar expuestas a temperaturas >35°C/95°F, recomendamos enviar las muestras con un paquete de gel frío. Las entregas a temperatura ambiente nunca deben exceder los 5 días.
10. **Las muestras también se pueden guardar en nevera hasta 3 semanas o se pueden congelar a -20°C/-4°F** (después de las primeras 4 horas a 4-8°C/39-46°F) si no se van a enviar a Igenomix de inmediato. Sin embargo, en el caso de una prueba EMMA, ALICE, o EndomeTRIO, la recomendación es procesar la muestra lo antes posible después de la recolección, ya que el microbioma puede fluctuar con el tiempo. No recomendamos retrasar el envío de muestras más de una semana.



# Logística

## Muestras y documentos:

- Lea y cumplimente debidamente la información requerida en “Formulario de solicitud” y “Consentimiento Informado”.
- Coloque el criotubo suministrado por Igenomix, que ya contiene la biopsia endometrial, en el interior del receptáculo de plástico que encontrará en el kit y ciérrelo. Introduzca el receptáculo dentro de la caja del kit y ésta dentro del sobre de plástico de retorno.
- Incluya el documento “Formulario de solicitud y Consentimiento” dentro del sobre de retorno.
- Dependiendo de su localización, puede necesitar incluir en el sobre de retorno la etiqueta “UN3373”. Dicha etiqueta viene incluida dentro del kit proporcionado. Por último, pegue el albarán que se le ha proporcionado desde Atención al Cliente en el sobre de retorno.
- Los envíos a temperatura ambiente no deberán exceder los 5 días de duración para asegurar la acción estabilizadora del líquido del criotubo. Cuando se superen los 35°C/95Fº, se recomienda añadir un acumulador de frío al paquete. En caso de duda, por favor contacte con nuestro departamento de Atención al Cliente.

## Envío:


- Por favor, infórmenos mediante correo electrónico de cada envío, indicando el número de muestras y su número de historia clínica o referencia.
- Puede usar su empresa de mensajería habitual, o si lo desea, podemos informarle sobre nuestro servicio de recogidas.



# Una visión completa de la salud endometrial

## TEST SOLICITADO

## TEST INCLUIDOS Y APLICACIÓN



\*pET: transferencia embrionaria personalizada



## Lista de abreviaturas

<b>ACOs</b>	Píldoras Anticonceptivas Orales
<b>ADN</b>	Ácido Desoxirribonucleico
<b>ALICE</b>	Análisis de endometritis crónica infecciosa
<b>ARN</b>	Ácido Ribonucleico
<b>E2</b>	Estrogenos
<b>EC</b>	Endometritis crónica
<b>EMMA</b>	Análisis Metagenómico Microbioma Endometrial
<b>ERA</b>	Análisis Receptividad Endometrial
<b>hCG</b>	Gonodotropina coriónica humana
<b>HMP</b>	Proyecto de Microbioma Humano
<b>IMC</b>	Índice de masa corporal
<b>LH</b>	Hormona Luteinizante
<b>NGS</b>	Secuenciación de nueva generación
<b>Ov</b>	Ovulación
<b>P4</b>	Progesterona
<b>PCR</b>	Reacción en cadena de la Polimerasa
<b>pET</b>	Transferencia embrionaria personalizada
<b>RIF</b>	Fallos Recurrentes de Implantación
<b>RPL</b>	Aborto Recurrente
<b>THS</b>	Terapia Hormonal Sustitutiva
<b>WOI</b>	Ventana de implantación

